

## 到院前超音波(PHUS:PreHospital UltraSound)查核表 (1)

學員姓名:

### Station A : 熟悉超音波功能和設定 (Machine settings)

分站目標	通過	需加強	指導員
熟悉操作介面及儀器維護			
掃描前後有進行探頭保養			
掃描前進行目的說明			
能正確調整掃描深度 (Depth)			
能正確調整影像明亮 (Gain)			
能擷取清楚的靜態影像			
能擷取清楚的動態影像			
掃描後能正確解讀影像			
熟悉影像上傳作業			
熟悉遠端指導介面			

### Station B : 熟悉超音波探頭操控 (Transducer manipulation)

分站目標	通過	需加強	指導員
使用適量超音波傳導凝膠			
能正確放置探頭並及定位(橫)			
能正確放置探頭並及定位(縱)			
能正確放置探頭並及定位(側)			
掃動 (Sweep) (探頭短軸)			
扇動 (Fan/Tilt) (探頭短軸)			
滑動 (Slide) (探頭長軸)			
搖擺 (Rock) (探頭長軸)			
轉動 (Rotate) (探頭纜線)			
壓迫 (Compress) (探頭纜線)			

(建議以腹主動脈為操作目標)

